

## 檢體採集與運送標準-罕見疾病基因檢測

檢測項目		► 聽損基因檢測 Hearing Loss Genetic Testing v1.0 / v2.0 / v3.0		
檢體類別	採檢容器	檢體需求	注意事項	
血液 (含臍血)	EDTA 採血管 (紫頭管) 	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 檢體需求量：周邊血 3~5 ml；臍帶血 1~3 ml。</li> <li>✓ 保存及運送：皆為冷藏 2~8°C。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 檢體採集完畢後需輕輕搖勻(約 10 下)，使抗凝劑與血液充分混合，避免凝固。</li> <li>✓ 將檢體存放於送檢盒內運送。</li> <li>✓ 若有輸血需大於三個月後再進行抽血；若有骨髓移植請採用五支棉棒(採檢刷)採檢。</li> </ul>	
血液	血片 (PerkinElmer) 	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 檢體需求量：腳跟血需採滿 3 個血點，每個血點需滴滿且透。</li> <li>✓ 保存及運送：晾乾後室溫 15~25°C 保存及運送。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 切勿用手碰觸血點，血片間勿相互交疊。</li> <li>✓ 放入夾鏈袋寄送。</li> </ul>	
口腔黏膜 細胞	棉棒 (採檢刷) 	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 檢體需求量：棉棒 5 支，每支棉棒需刮左右側各約 15 下。</li> <li>✓ 保存及運送：皆為冷藏 2~8°C。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 以水或漱口水漱口，刮取前 30 分鐘，勿攝取任何食物及飲料(包含水)。</li> <li>✓ 將棉棒於乾淨兩頰內的口腔壁旋轉並沾取黏膜，勿碰觸牙齒與舌頭。</li> <li>✓ 沾取完小心放回試管中。</li> </ul>	
未培養羊水	針筒 (非陸製) 	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 檢體需求量：15 ml。</li> <li>✓ 保存及運送：皆為冷藏 2~8°C。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 使用 Parafilm 或透氣膠布將針筒與針頭交接處密封。</li> <li>✓ 將檢體存放於保麗龍送檢盒內運送。</li> <li>✓ 若以離心管盛裝，將瓶蓋旋緊並以 Parafilm 密封。</li> </ul>	
	15 ml 無菌離心管 			

## 檢體採集與運送標準-罕見疾病基因檢測

未培養絨毛 (送檢前需聯繫實驗室)	25T 培養瓶		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 檢體需求量：10 mg，約 5~10 株以上。</li> <li>✓ 浸泡於培養液(Amnio Medium)、PBS 或生理食鹽水中。</li> <li>✓ 保存及運送：皆為冷藏 2~8°C，需於 24 小時內送實驗室。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 送檢前盛裝容器內需注入培養液 (Amnio Medium)、PBS 或生理食鹽水，請確保檢體採集過程無汙染。</li> <li>✓ 瓶口處以 Parafilm 密封，放入夾鏈袋運送。</li> </ul>
	50 ml 或 70 ml 無菌螺旋罐			
已培養羊水/絨毛	25T 培養瓶		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 檢體需求量：1x10<sup>6</sup> cells (25 T 培養瓶內細胞 5 成滿，或 35 mm 培養皿內細胞 8 成滿)。</li> <li>✓ 浸泡於培養液(Amnio Medium)中。</li> <li>✓ 保存及運送：皆為冷藏 2~8°C。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 35 mm 培養皿內之細胞，需先收集至 15 ml 離心管再送檢。</li> <li>✓ 送檢前，盛裝容器(25T 培養瓶或 15 ml 離心管)內需注滿培養液(Amnio Medium)，瓶蓋旋緊並以 Parafilm 密封。</li> </ul>
	15 ml 無菌離心管			
新鮮組織 (胎盤、臍帶、流產物等)	50 ml 或 70 ml 無菌螺旋罐		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 檢體需求量：臍帶 1~2 cm (10~50 mg)。組織、胎盤 10 元硬幣大小 2 份。</li> <li>✓ 浸泡於含抗生素之 PBS 或生理食鹽水或培養液 (Amnio Medium)中。</li> <li>✓ 保存及運送：皆為冷藏 2~8°C。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 盡可能同時取不同部位送檢(需分罐裝)。</li> <li>✓ 盛裝容器內注入含抗生素之 PBS 或生理食鹽水或培養液(Amnio Medium)蓋過檢體，請確保檢體採集過程無汙染。</li> <li>✓ 瓶口處以 Parafilm 密封，放入夾鏈袋運送。</li> </ul>
去氧核糖核酸 (DNA)	1.5 ml 或 1.75 ml 微量離心管		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 檢體需求量：濃度需大於 50 ng/μl，體積 50 μl 以上(OD 260/280 比值 1.8~2.0)。</li> <li>✓ 保存及運送：冷凍-25~-15°C 保存；冷藏 2~8°C 運送</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ DNA 來源請註明於檢測送檢單之檢體類別。</li> <li>✓ 壓緊管蓋並以 Parafilm 密封。</li> <li>✓ 放入夾鏈袋，並於送檢盒內置入冰寶後運送。</li> </ul>
其他說明	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 檢測時間： <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 聽損基因檢測 v1.0：10 個工作天</li> <li>✓ 聽損基因檢測 v2.0/v3.0：1 個月</li> </ul> </li> <li>2. 送檢時需檢附之文件 <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 送檢資訊：需載明檢測項目之送檢單或送檢資料</li> <li>✓ 其他：無</li> </ul> </li> <li>3. 檢體皆需黏貼資料標籤貼紙，檢附上述需檢附文件，並於採檢後 3 天內寄達實驗室。</li> <li>4. 是否可以增加檢驗或重新複驗：<input type="checkbox"/>否 <input checked="" type="checkbox"/>是，若為同品項升級，需於四天內提出；其餘項目需於一個月內提出，並與實驗室確認剩餘檢體是否足夠，及填寫該檢測項目之送檢單。</li> <li>5. 檢測報告完成後一個月，剩餘檢體將予以銷毀，不另行通知；若需修改送檢者資訊，請於報告完成後六個月內提出，逾期則不受理。</li> <li>6. 對於受檢人的個人資料只使用於相關檢驗流程；除非經受檢人同意，不得使用於其他檢驗不相關用途以保護個人隱私。</li> <li>7. 若對於送檢有任何疑問，請與慧智基因醫學實驗室聯絡，營業時間為週一至週五 08:30~17:30；電話為 02-2382-6615。</li> </ol>			

## 檢體採集與運送標準-罕見疾病基因檢測

<div> <div>檢測項目</div> <div>           ➤ 慧智單基因檢測 SOFIVA Single Gene Testing            ■ 單基因核酸定序分析檢測 The Genetic Testing for DNA Sequencing Analysis of Single Genes         </div> </div>			
檢體類別	採檢容器	檢體需求	注意事項
血液 (含臍血)	EDTA 採血管 (紫頭管) 	✓ 檢體需求量：周邊血 3~5 ml；臍帶血 1~3 ml。 ✓ 保存及運送：皆為冷藏 2~8℃。	✓ 檢體採集完畢後需輕輕搖勻(約 10 下)，使抗凝劑與血液充分混合，避免凝固。 ✓ 將檢體存放於送檢盒內運送。 ✓ 若有輸血需大於三個月後再進行抽血；若有骨髓移植請採用棉棒(採檢刷)採檢，依據不同檢測基因，所需 DNA 總量不同，請先與實驗室確認棉棒採檢數量。
血液	血片 (PerkinElmer) 	✓ 檢體需求量：腳跟血需採滿 3 個血點，每個血點需滴滿且透。 ✓ 保存及運送：晾乾後室溫 15~25℃保存及運送。	✓ 切勿用手碰觸血點，血片間勿相互交疊。 ✓ 放入夾鏈袋寄送。
口腔黏膜 細胞	棉棒 (採檢刷) 	✓ 檢體需求量：棉棒 5 支，每支棉棒需刮左右側各約 15 下。 ✓ 保存及運送：皆為冷藏 2~8℃。	✓ 以水或漱口水漱口，刮取前 30 分鐘，勿攝取任何食物及飲料(包含水)。 ✓ 將棉棒於乾淨兩頰內的口腔壁旋轉並沾取黏膜，勿碰觸牙齒與舌頭。 ✓ 沾取完小心放回試管中。
未培養羊水	針筒 (非陸製) 	✓ 檢體需求量：10 ml。 ✓ 保存及運送：皆為冷藏 2~8℃。	✓ 使用 Parafilm 或透氣膠布將針筒與針頭交接處密封。 ✓ 將檢體存放於保麗龍送檢盒內運送。 ✓ 若以離心管盛裝，將瓶蓋旋緊並以 Parafilm 密封。
	15 ml 無菌離心管 		

## 檢體採集與運送標準-罕見疾病基因檢測

			✓ 僅提供單基因點位確認。	
未培養絨毛 (送檢前需聯繫實驗室)	25T 培養瓶		✓ 檢體需求量：10 mg，約 5~10 株以上。	✓ 送檢前盛裝容器內需注入培養液 (Amnio Medium)、PBS 或生理食鹽水，請確保檢體採集過程無汙染。
	50 ml 或 70 ml 無菌螺旋罐		✓ 浸泡於培養液(Amnio Medium)、PBS 或生理食鹽水中。	✓ 瓶口處以 Parafilm 密封，放入夾鏈袋運送。
已培養羊水/絨毛	25T 培養瓶		✓ 保存及運送：皆為冷藏 2~8°C，需於 24 小時內送實驗室。	✓ 僅提供單基因點位確認。
	15 ml 離心管			
石蠟包埋組織 (擇一送檢)	載玻片		✓ 檢體需求量：20 片。	✓ 35 mm 培養皿內之細胞，需先收集至 15 ml 離心管再送檢。
			✓ 每片組織需達 25 mm <sup>2</sup> ，厚度 5 μm。	✓ 送檢前，盛裝容器(25T 培養瓶或 15 ml 離心管)內需注滿培養液(Amnio Medium)，瓶蓋旋緊並以 Parafilm 密封。
			✓ 癌組織比例皆需達 30%以上。	
			✓ 癌組織面積需>25mm <sup>2</sup> ；最小腫瘤大小示意圖：	
				✓ 檢體切片需放置於玻片盒內，並以氣泡袋包裝運送。
			✓ 保存及運送：皆為室溫 15~25°C。	✓ 若石蠟包埋組織為胸水、腹水或尿液檢體亦可檢測。
				✓ 建議同時提供一片 H&E 染色玻片，以確認癌組織比例。
				

## 檢體採集與運送標準-罕見疾病基因檢測

	<p>1.5 ml 或 1.75 ml 微量離心管</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 檢體需求量：2 管，每管 5~6 卷。</li> <li>✓ 每卷組織需達 25 mm<sup>2</sup>，厚度 5 μm。</li> <li>✓ 癌組織比例皆需達 30%以上。</li> <li>✓ 保存及運送：皆為室溫 15~25°C。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 壓緊管蓋並以 Parafilm 密封。</li> <li>✓ 放入夾鏈袋運送。</li> </ul>
<p>新鮮組織 (胎盤、臍帶、 流產物等)</p>	<p>50 ml 或 70 ml 無菌螺旋罐</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 檢體需求量：臍帶 1~2 cm (10~50 mg)。組織、胎盤 10 元硬幣大小 2 份。</li> <li>✓ 浸泡於含抗生素之 PBS 或生理食鹽水或培養液 (Amnio Medium) 中。</li> <li>✓ 保存及運送：皆為冷藏 2~8°C。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 盡可能同時取不同部位送檢(需分罐裝)。</li> <li>✓ 盛裝容器內注入含抗生素之 PBS 或生理食鹽水或培養液(Amnio Medium)蓋過檢體，請確保檢體採集過程無汙染。</li> <li>✓ 瓶口處以 Parafilm 密封，放入夾鏈袋運送。</li> </ul>
<p>去氧核糖核酸 (DNA)</p>	<p>1.5 ml 或 1.75 ml 微量離心管</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 檢體需求量：濃度需大於 50 ng/μl，體積 50 μl 以上(OD 260/280 比值 1.8~2.0)。</li> <li>✓ 保存及運送：冷凍-25~-15°C 保存；冷藏 2~8°C 運送。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ DNA 來源請註明於檢測送檢單之檢體類別。</li> <li>✓ 壓緊管蓋並以 Parafilm 密封。</li> <li>✓ 放入夾鏈袋，並於送檢盒內置入冰寶後運送。</li> <li>✓ 依據不同檢測基因，所需 DNA 總量不同，請先與實驗室確認。</li> </ul>
<p>其他說明</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 檢測時間：依據不同檢測基因需時 2 週~1 個月</li> <li>2. 送檢時需檢附之文件               <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 送檢資訊：需載明檢測項目之送檢單或送檢資料</li> <li>✓ 其他：臨床相關資訊</li> </ul> </li> <li>3. 檢體皆需黏貼資料標籤貼紙，檢附上述需檢附文件，並於採檢後 3 天內寄達實驗室。</li> <li>4. 是否可以增加檢驗或重新複驗：<input type="checkbox"/>否 <input checked="" type="checkbox"/>是，需於一個月內提出申請，並與實驗室確認剩餘檢體是否足夠，及填寫該檢測項目之送檢單。</li> <li>5. 檢測報告完成後一個月，剩餘檢體將予以銷毀，不另行通知；若需修改送檢者資訊，請於報告完成後六個月內提出，逾期則不受理。</li> <li>6. 對於受檢人的個人資料只使用於相關檢驗流程；除非經受檢人同意，不得使用於其他檢驗不相關用途以保護個人隱私。</li> <li>7. 若對於送檢有任何疑問，請與慧智基因醫學實驗室聯絡，營業時間為週一至週五 08:30~17:30；電話為 02-2382-6615。</li> </ol>		

## 檢體採集與運送標準-罕見疾病基因檢測


<div> <div>檢測項目</div> <div>           ➤ 慧智單基因檢測 SOFIVA Single Gene Testing            ▪ 單基因基因劑量分析檢測 The Genetic Testing for Gene Dosage Analysis of Single Genes         </div> </div>			
檢體類別	採檢容器	檢體需求	注意事項
血液 (含臍血)	EDTA 採血管 (紫頭管) 	✓ 檢體需求量：周邊血 3~5 ml；臍帶血 1~3 ml。 ✓ 保存及運送：皆為冷藏 2~8℃。	✓ 檢體採集完畢後需輕輕搖勻(約 10 下)，使抗凝劑與血液充分混合，避免凝固。 ✓ 將檢體存放於送檢盒內運送。 ✓ 若有輸血需大於三個月後再進行抽血；若有骨髓移植請採用棉棒(採檢刷)採檢，依據不同檢測基因，所需 DNA 總量不同，請先與實驗室確認棉棒採檢數量。
血液	血片 (PerkinElmer) 	✓ 檢體需求量：腳跟血需採滿 3 個血點，每個血點需滴滿且透。 ✓ 保存及運送：晾乾後室溫 15~25℃保存及運送。	✓ 切勿用手碰觸血點，血片間勿相互交疊。 ✓ 放入夾鏈袋寄送。
口腔黏膜 細胞	棉棒 (採檢刷) 	✓ 檢體需求量：棉棒 5 支，每支棉棒需刮左右側各約 15 下。 ✓ 保存及運送：皆為冷藏 2~8℃。	✓ 以水或漱口水漱口，刮取前 30 分鐘，勿攝取任何食物及飲料(包含水)。 ✓ 將棉棒於乾淨兩頰內的口腔壁旋轉並沾取黏膜，勿碰觸牙齒與舌頭。 ✓ 沾取完小心放回試管中。
未培養羊水	針筒 (非陸製) 	✓ 檢體需求量：10 ml。 ✓ 保存及運送：皆為冷藏 2~8℃。	✓ 使用 Parafilm 或透氣膠布將針筒與針頭交接處密封。 ✓ 將檢體存放於保麗龍送檢盒內運送。 ✓ 若以離心管盛裝，將瓶蓋旋緊並以 Parafilm 密封。
	15 ml 無菌離心管 		



## 檢體採集與運送標準-罕見疾病基因檢測

		✓ 僅提供單基因點位確認。	
未培養絨毛 (送檢前需聯繫實驗室)	25T 培養瓶		✓ 檢體需求量：10 mg，約 5~10 株以上。
	50 ml 或 70 ml 無菌螺旋罐		✓ 浸泡於培養液(Amnio Medium)、PBS 或生理食鹽水中。
已培養羊水/絨毛	25T 培養瓶		✓ 保存及運送：皆為冷藏 2~8°C，需於 24 小時內送實驗室。
	15 ml 離心管		✓ 檢體需求量：10 mg，約 5~10 株以上。
石蠟包埋組織 (擇一送檢)	載玻片		✓ 浸泡於培養液(Amnio Medium)中。
	1.5 ml 或 1.75 ml 微量離心管		✓ 保存及運送：皆為冷藏 2~8°C。
		✓ 35 mm 培養皿內之細胞，需先收集至 15 ml 離心管再送檢。	
		✓ 送檢前，盛裝容器(25T 培養瓶或 15 ml 離心管)內需注滿培養液(Amnio Medium)，瓶蓋旋緊並以 Parafilm 密封。	
		✓ 檢體切片需放置於玻片盒內，並以氣泡袋包裝運送。	
		✓ 壓緊管蓋並以 Parafilm 密封。	
		✓ 放入夾鏈袋運送。	

## 檢體採集與運送標準-罕見疾病基因檢測

新鮮組織 (胎盤、臍帶、 流產物等)	50 ml 或 70 ml 無菌螺旋罐		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 檢體需求量：臍帶 1~2 cm (10~50 mg)。組織、胎盤 10 元硬幣大小 2 份。</li> <li>✓ 浸泡於含抗生素之 PBS 或生理食鹽水或培養液 (Amnio Medium) 中。</li> <li>✓ 保存及運送：皆為冷藏 2~8°C。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 盡可能同時取不同部位送檢(需分罐裝)。</li> <li>✓ 盛裝容器內注入含抗生素之 PBS 或生理食鹽水或培養液(Amnio Medium)蓋過檢體，請確保檢體採集過程無汙染。</li> <li>✓ 瓶口處以 Parafilm 密封，放入夾鏈袋運送。</li> </ul>
去氧核糖核酸 (DNA)	1.5 ml 或 1.75 ml 微量離心管		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 檢體需求量：濃度需大於 50 ng/μl，體積 50 μl 以上(OD 260/280 比值 1.8~2.0)。</li> <li>✓ 保存及運送：冷凍-25~-15°C 保存；冷藏 2~8°C 運送。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ DNA 來源請註明於檢測送檢單之檢體類別。</li> <li>✓ 壓緊管蓋並以 Parafilm 密封。</li> <li>✓ 放入夾鏈袋，並於送檢盒內置入冰寶後運送。</li> <li>✓ 依據不同檢測基因，所需 DNA 總量不同，請先與實驗室確認。</li> </ul>
其他說明	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 檢測時間：需時 2 週</li> <li>2. 送檢時需檢附之文件 <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 送檢資訊：需載明檢測項目之送檢單或送檢資料</li> <li>✓ 其他：臨床相關資訊</li> </ul> </li> <li>3. 檢體皆需黏貼資料標籤貼紙，檢附上述需檢附文件，並於採檢後 3 天內寄達實驗室。</li> <li>4. 是否可以增加檢驗或重新複驗：<input type="checkbox"/>否 <input checked="" type="checkbox"/>是，需於一個月內提出申請，並與實驗室確認剩餘檢體是否足夠，及填寫該檢測項目之送檢單。</li> <li>5. 檢測報告完成後一個月，剩餘檢體將予以銷毀，不另行通知；若需修改送檢者資訊，請於報告完成後六個月內提出，逾期則不受理。</li> <li>6. 對於受檢人的個人資料只使用於相關檢驗流程；除非經受檢人同意，不得使用於其他檢驗不相關用途以保護個人隱私。</li> <li>7. 若對於送檢有任何疑問，請與慧智基因醫學實驗室聯絡，營業時間為週一至週五 08:30~17:30；電話為 02-2382-6615。</li> </ol>			




## 檢體採集與運送標準-罕見疾病基因檢測

檢測項目		➤ 慧智單基因檢測 SOFIVA Single Gene Testing ■ 單基因短片段重複序列分析檢測 The Genetic Testing for Short Tandem Repeats Analysis of Single Genes		
檢體類別	採檢容器	檢體需求	注意事項	
血液 (含臍血)	EDTA 採血管 (紫頭管) 	✓ 檢體需求量：周邊血 3~5 ml；臍帶血 1~3 ml。 ✓ 保存及運送：皆為冷藏 2~8℃。	✓ 檢體採集完畢後需輕輕搖勻(約 10 下)，使抗凝劑與血液充分混合，避免凝固。 ✓ 將檢體存放於送檢盒內運送。 ✓ 若有輸血需大於三個月後再進行抽血；若有骨髓移植請採用棉棒(採檢刷)採檢，依據不同檢測基因，所需 DNA 總量不同，請先與實驗室確認棉棒採檢數量。	
口腔黏膜 細胞	棉棒 (採檢刷) 	✓ 檢體需求量：棉棒 5 支，每支棉棒需刮左右側各約 15 下。 ✓ 保存及運送：皆為冷藏 2~8℃。	✓ 以水或漱口水漱口，刮取前 30 分鐘，勿攝取任何食物及飲料(包含水)。 ✓ 將棉棒於乾淨兩頰內的口腔壁旋轉並沾取黏膜，勿碰觸牙齒與舌頭。 ✓ 沾取完小心放回試管中。	
未培養羊水	針筒 (非陸製) 	✓ 檢體需求量：10 ml。 ✓ 保存及運送：皆為冷藏 2~8℃。	✓ 使用 Parafilm 或透氣膠布將針筒與針頭交接處密封。 ✓ 將檢體存放於保麗龍送檢盒內運送。 ✓ 若以離心管盛裝，將瓶蓋旋緊並以 Parafilm 密封。 ✓ 僅提供單基因點位確認。	
	15 ml 無菌離心管 			
未培養絨毛 (送檢前需聯繫實驗室)	25T 培養瓶 	✓ 檢體需求量：10 mg，約 5~10 株以上。 ✓ 浸泡於培養液(Amnio Medium)、PBS 或生理食鹽	✓ 送檢前盛裝容器內需注入培養液(Amnio Medium)、PBS 或生理食鹽水，請確保檢體採集	

## 檢體採集與運送標準-罕見疾病基因檢測

	50 ml 或 70 ml 無菌螺旋罐		水中。 ✓ 保存及運送：皆為冷藏 2~8°C，需於 24 小時內送實驗室。	過程無汙染。 ✓ 瓶口處以 Parafilm 密封，放入夾鏈袋運送。 ✓ 僅提供單基因點位確認。
已培養羊水/絨毛	25T 培養瓶		✓ 檢體需求量：1x10 <sup>6</sup> cells (25 T 培養瓶內細胞 5 成滿，或 35 mm 培養皿內細胞 8 成滿)。 ✓ 浸泡於培養液(Amnio Medium)中。	✓ 35 mm 培養皿內之細胞，需先收集至 15 ml 離心管再送檢。
	15 ml 離心管		✓ 保存及運送：皆為冷藏 2~8°C。	✓ 送檢前，盛裝容器(25T 培養瓶或 15 ml 離心管)內需注滿培養液(Amnio Medium)，瓶蓋旋緊並以 Parafilm 密封。
新鮮組織 (胎盤、臍帶、 流產物等)	50 ml 或 70 ml 無菌螺旋罐		✓ 檢體需求量：臍帶 1~2 cm (10~50 mg)。組織、胎盤 10 元硬幣大小 2 份。 ✓ 浸泡於含抗生素之 PBS 或生理食鹽水或培養液(Amnio Medium)中。 ✓ 保存及運送：皆為冷藏 2~8°C。	✓ 盡可能同時取不同部位送檢(需分罐裝)。 ✓ 盛裝容器內注入含抗生素之 PBS 或生理食鹽水或培養液(Amnio Medium)蓋過檢體，請確保檢體採集過程無汙染。 ✓ 瓶口處以 Parafilm 密封，放入夾鏈袋運送。
去氧核糖核酸 (DNA)	1.5 ml 或 1.75 ml 微量離心管		✓ 檢體需求量：濃度需大於 50 ng/μl，體積 50 μl 以上(OD 260/280 比值 1.8~2.0)。 ✓ 保存及運送：冷凍-25~-15°C 保存；冷藏 2~8°C 運送。	✓ DNA 來源請註明於檢測送檢單之檢體類別。 ✓ 壓緊管蓋並以 Parafilm 密封。 ✓ 放入夾鏈袋，並於送檢盒內置入冰寶後運送。 ✓ 依據不同檢測基因，所需 DNA 總量不同，請先與實驗室確認。
其他說明	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 檢測時間：需時 2 週</li> <li>2. 送檢時需檢附之文件 <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 送檢資訊：需載明檢測項目之送檢單或送檢資料</li> <li>✓ 其他：臨床相關資訊</li> </ul> </li> <li>3. 檢體皆需黏貼資料標籤貼紙，檢附上述需檢附文件，並於採檢後 3 天內寄達實驗室。</li> <li>4. 是否可以增加檢驗或重新複驗：<input type="checkbox"/>否 <input checked="" type="checkbox"/>是，需於一個月內提出申請，並與實驗室確認剩餘檢體是否足夠，及填寫該檢測項目之送檢單。</li> <li>5. 檢測報告完成後一個月，剩餘檢體將予以銷毀，不另行通知；若需修改送檢者資訊，請於報告完成後六個月內提出，逾期則不受理。</li> <li>6. 對於受檢人的個人資料只使用於相關檢驗流程；除非經受檢人同意，不得使用於其他檢驗不相關用途以保護個人隱私。</li> <li>7. 若對於送檢有任何疑問，請與慧智基因醫學實驗室聯絡，營業時間為週一至週五 08:30~17:30；電話為 02-2382-6615。</li> </ol>			

## 檢體採集與運送標準-罕見疾病基因檢測

<div> <div>檢測項目</div> <div>           ➤ 慧智單基因檢測 SOFIVA Single Gene Testing            ■ 單基因基因結構分析檢測 The Genetic Testing for Gene Structure Analysis of Single Genes         </div> </div>			
檢體類別	採檢容器	檢體需求	注意事項
血液 (含臍血)	EDTA 採血管 (紫頭管) 	✓ 檢體需求量：周邊血 3~5 ml；臍帶血 1~3 ml。 ✓ 保存及運送：皆為冷藏 2~8℃。	✓ 檢體採集完畢後需輕輕搖勻(約 10 下)，使抗凝劑與血液充分混合，避免凝固。 ✓ 將檢體存放於送檢盒內運送。 ✓ 若有輸血需大於三個月後再進行抽血；若有骨髓移植請採用棉棒(採檢刷)採檢，依據不同檢測基因，所需 DNA 總量不同，請先與實驗室確認棉棒採檢數量。
血液	血片 (PerkinElmer) 	✓ 檢體需求量：腳跟血需採滿 3 個血點，每個血點需滴滿且透。 ✓ 保存及運送：晾乾後室溫 15~25℃保存及運送。	✓ 切勿用手碰觸血點，血片間勿相互交疊。 ✓ 放入夾鏈袋寄送。
口腔黏膜細胞	棉棒 (採檢刷) 	✓ 檢體需求量：棉棒 5 支，每支棉棒需刮左右側各約 15 下。 ✓ 保存及運送：皆為冷藏 2~8℃。	✓ 以水或漱口水漱口，刮取前 30 分鐘，勿攝取任何食物及飲料(包含水)。 ✓ 將棉棒於乾淨兩頰內的口腔壁旋轉並沾取黏膜，勿碰觸牙齒與舌頭。 ✓ 沾取完小心放回試管中。
未培養羊水	針筒 (非陸製) 	✓ 檢體需求量：10 ml。 ✓ 保存及運送：皆為冷藏 2~8℃。	✓ 使用 Parafilm 或透氣膠布將針筒與針頭交接處密封。 ✓ 將檢體存放於保麗龍送檢盒內運送。 ✓ 若以離心管盛裝，將瓶蓋旋緊並以 Parafilm 密封。 ✓ 僅提供單基因點位確認。
	15 ml 無菌離心管 		

## 檢體採集與運送標準-罕見疾病基因檢測

未培養絨毛 (送檢前需聯繫實驗室)	25T 培養瓶		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 檢體需求量：10 mg，約 5~10 株以上。</li> <li>✓ 浸泡於培養液(Amnio Medium)、PBS 或生理食鹽水中。</li> <li>✓ 保存及運送：皆為冷藏 2~8°C，需於 24 小時內送實驗室。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 送檢前盛裝容器內需注入培養液(Amnio Medium)、PBS 或生理食鹽水，請確保檢體採集過程無汙染。</li> <li>✓ 瓶口處以 Parafilm 密封，放入夾鏈袋運送。</li> <li>✓ 僅提供單基因點位確認。</li> </ul>
	50 ml 或 70 ml 無菌螺旋罐			
已培養羊水/絨毛	25T 培養瓶		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 檢體需求量：1x10<sup>6</sup> cells (25 T 培養瓶內細胞 5 成滿，或 35 mm 培養皿內細胞 8 成滿)。</li> <li>✓ 浸泡於培養液(Amnio Medium)中。</li> <li>✓ 保存及運送：皆為冷藏 2~8°C。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 35 mm 培養皿內之細胞，需先收集至 15 ml 離心管再送檢。</li> <li>✓ 送檢前，盛裝容器(25T 培養瓶或 15 ml 離心管)內需注滿培養液(Amnio Medium)，瓶蓋旋緊並以 Parafilm 密封。</li> </ul>
	15 ml 離心管			
新鮮組織 (胎盤、臍帶、流產物等)	50 ml 或 70 ml 無菌螺旋罐		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 檢體需求量：臍帶 1~2 cm (10~50 mg)。組織、胎盤 10 元硬幣大小 2 份。</li> <li>✓ 浸泡於含抗生素之 PBS 或生理食鹽水或培養液(Amnio Medium)中。</li> <li>✓ 保存及運送：皆為冷藏 2~8°C。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 盡可能同時取不同部位送檢(需分罐裝)。</li> <li>✓ 盛裝容器內注入含抗生素之 PBS 或生理食鹽水或培養液(Amnio Medium)蓋過檢體，請確保檢體採集過程無汙染。</li> <li>✓ 瓶口處以 Parafilm 密封，放入夾鏈袋運送。</li> </ul>
	1.5 ml 或 1.75 ml 微量離心管		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 檢體需求量：濃度需大於 50 ng/μl，體積 50 μl 以上(OD 260/280 比值 1.8~2.0)。</li> <li>✓ 保存及運送：冷凍-25~-15°C 保存；冷藏 2~8°C 運送。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ DNA 來源請註明於檢測送檢單之檢體類別。</li> <li>✓ 壓緊管蓋並以 Parafilm 密封。</li> <li>✓ 放入夾鏈袋，並於送檢盒內置入冰寶後運送。</li> <li>✓ 依據不同檢測基因，所需 DNA 總量不同，請先與實驗室確認。</li> </ul>
去氧核糖核酸 (DNA)				
其他說明	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 檢測時間：依據不同檢測基因需時 2 週~1 個月</li> <li>2. 送檢時需檢附之文件 <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 送檢資訊：需載明檢測項目之送檢單或送檢資料</li> <li>✓ 其他：臨床相關資訊</li> </ul> </li> <li>3. 檢體皆需黏貼資料標籤貼紙，檢附上述需檢附文件，並於採檢後 3 天內寄達實驗室。</li> <li>4. 是否可以增加檢驗或重新複驗：<input type="checkbox"/>否 <input checked="" type="checkbox"/>是，需於一個月內提出申請，並與實驗室確認剩餘檢體是否足夠，及填寫該檢測項目之送檢單。</li> </ol>			

## 檢體採集與運送標準-罕見疾病基因檢測

5. 檢測報告完成後一個月，剩餘檢體將予以銷毀，不另行通知；若需修改送檢者資訊，請於報告完成後六個月內提出，逾期則不受理。
6. 對於受檢人的個人資料只使用於相關檢驗流程；除非經受檢人同意，不得使用於其他檢驗不相關用途以保護個人隱私。
7. 若對於送檢有任何疑問，請與慧智基因醫學實驗室聯絡，營業時間為週一至週五 08:30~17:30；電話為 02-2382-6615。

## 檢體採集與運送標準-罕見疾病基因檢測

檢測項目		➤ 全外顯子定序基因檢測 Whole Exon Sequencing		
檢體類別	採檢容器	檢體需求	注意事項	
血液 (含臍血)	EDTA 採血管 (紫頭管)		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 檢體需求量：周邊血 3~5 ml 臍帶血 1~3 ml。</li> <li>✓ 保存及運送：皆為冷藏 2~8°C。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 檢體採集完畢後需輕輕搖勻(約 10 下)，使抗凝劑與血液充分混合，避免凝固。</li> <li>✓ 將檢體存放於送檢盒內運送。</li> <li>✓ 若有輸血需大於三個月後再進行抽血；若有骨髓移植請採用五支棉棒(採檢刷)採檢。</li> </ul>
血液	血片 (PerkinElmer)		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 檢體需求量：腳跟血需採滿 3 個血點，每個血點需滴滿且透。</li> <li>✓ 保存及運送：晾乾後室溫 15~25°C 保存及運送。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 切勿用手碰觸血點，血片間勿相互交疊。</li> <li>✓ 放入夾鏈袋寄送。</li> </ul>
口腔黏膜 細胞	棉棒 (採檢刷)		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 檢體需求量：棉棒 5 支，每支棉棒需刮左右側各約 15 下。</li> <li>✓ 保存及運送：皆為冷藏 2~8°C。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 以水或漱口水漱口，刮取前 30 分鐘，勿攝取任何食物及飲料(包含水)。</li> <li>✓ 將棉棒於乾淨兩頰內的口腔壁旋轉並沾取黏膜，勿碰觸牙齒與舌頭。</li> <li>✓ 沾取完小心放回試管中。</li> </ul>
未培養羊水	針筒 (非陸製)		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 檢體需求量：15 ml。</li> <li>✓ 保存及運送：皆為冷藏 2~8°C。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 使用 Parafilm 或透氣膠布將針筒與針頭交接處密封。</li> <li>✓ 將檢體存放於保麗龍送檢盒內運送。</li> <li>✓ 若以離心管盛裝，將瓶蓋旋緊並以 Parafilm 密封。</li> <li>✓ 僅提供單基因點位確認。</li> </ul>
	15 ml 無菌離心管			

## 檢體採集與運送標準-罕見疾病基因檢測

未培養絨毛 (送檢前需聯繫實驗室)	25T 培養瓶		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 檢體需求量：10 mg，約 5~10 株以上。</li> <li>✓ 浸泡於培養液(Amnio Medium)、PBS 或生理食鹽水中。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 送檢前盛裝容器內需注入培養液(Amnio Medium)、PBS 或生理食鹽水，請確保檢體採集過程無汙染。</li> </ul>
	50 ml 或 70 ml 無菌螺旋罐		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 保存及運送：皆為冷藏 2~8°C，需於 24 小時內送實驗室。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 瓶口處以 Parafilm 密封，放入夾鏈袋運送。</li> <li>✓ 僅提供單基因點位確認。</li> </ul>
已培養羊水/絨毛	25T 培養瓶		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 檢體需求量：1x10<sup>6</sup> cells (25 T 培養瓶內細胞 5 成滿，或 35 mm 培養皿內細胞 8 成滿)。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 25T 培養皿或 35 mm 培養皿皆需先將細胞收至 15 ml 離心管再送件。</li> </ul>
	15 ml 離心管		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 浸泡於培養液(Amnio Medium)中。</li> <li>✓ 保存及運送：皆為冷藏 2~8°C。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 送檢前盛裝容器內需注滿培養液(Amnio Medium)，瓶蓋旋緊並以 Parafilm 密封。</li> </ul>
新鮮組織 (胎盤、臍帶、 流產物等)	50 ml 或 70 ml 無菌螺旋罐		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 檢體需求量：臍帶 1~2 cm (10~50 mg)。組織、胎盤 10 元硬幣大小 2 份。</li> <li>✓ 浸泡於含抗生素之 PBS 或生理食鹽水或培養液(Amnio Medium)中。</li> <li>✓ 保存及運送：皆為冷藏 2~8°C。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 盡可能同時取不同部位送檢(需分罐裝)。</li> <li>✓ 盛裝容器內注入含抗生素之 PBS 或生理食鹽水或培養液(Amnio Medium)蓋過檢體，請確保檢體採集過程無汙染。</li> <li>✓ 瓶口處以 Parafilm 密封，放入夾鏈袋運送。</li> </ul>
去氧核糖核酸 (DNA)	1.5 ml 或 1.75 ml 微量離心管		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 檢體需求量：濃度需大於 50 ng/μl，體積 50 μl 以上(OD 260/280 比值 1.8~2.0)。</li> <li>✓ 保存及運送：冷凍-25~-15°C 保存；冷藏 2~8°C 運送。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ DNA 來源請註明於檢測送檢單之檢體類別。</li> <li>✓ 壓緊管蓋並以 Parafilm 密封。</li> <li>✓ 放入夾鏈袋，並於送檢盒內置入冰寶後運送。</li> </ul>
其他說明	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 檢測時間：1 個月</li> <li>2. 送檢時需檢附之文件 <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 送檢資訊：需載明檢測項目之送檢單或送檢資料</li> <li>✓ 其他：需提供臨床資訊</li> </ul> </li> <li>3. 檢體皆需黏貼資料標籤貼紙，檢附上述需檢附文件，並於採檢後 3 天內寄達實驗室。</li> <li>4. 是否可以增加檢驗或重新複驗：<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，需於一個月內提出申請，並與實驗室確認剩餘檢體是否足夠，及填寫該檢測項目之送檢單。</li> <li>5. 檢測報告完成後一個月，剩餘檢體將予以銷毀，不另行通知；若需修改送檢者資訊，請於報告完成後六個月內提出，逾期則不受理。</li> <li>6. 對於受檢人的個人資料只使用於相關檢驗流程；除非經受檢人同意，不得使用於其他檢驗不相關用途以保護個人隱私。</li> <li>7. 若對於送檢有任何疑問，請與慧智基因醫學實驗室聯絡，營業時間為週一至週五 08:30~17:30；電話為 02-2382-6615。</li> </ol>			



## 檢體採集與運送標準-罕見疾病基因檢測

檢測項目	親緣鑑定			
檢體類別	採檢容器	檢體需求	注意事項	
血液 (含臍血)	EDTA 採血管 (紫頭管) 	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 檢體需求量：周邊血 3~5 ml；臍帶血 1~3 ml。</li> <li>✓ 保存及運送：皆為冷藏 2~8℃。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 檢體採集完畢後需輕輕搖勻(約 10 下)，使抗凝劑與血液充分混合，避免凝固。</li> <li>✓ 將檢體存放於送檢盒內運送。</li> <li>✓ 若有輸血需大於三個月後再進行抽血；若有骨髓移植請採用兩支棉棒(採檢刷)採檢。</li> </ul>	
血液	血片 (PerkinElmer) 	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 檢體需求量：腳跟血需採滿 3 個血點，每個血點需滴滿且透。</li> <li>✓ 保存及運送：晾乾後室溫 15~25℃保存及運送。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 切勿用手碰觸血點，血片間勿相互交疊。</li> <li>✓ 放入夾鏈袋寄送。</li> </ul>	
口腔黏膜 細胞	棉棒 (採檢刷) 	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 檢體需求量：棉棒 2 支，每支棉棒需刮左右側各約 15 下。</li> <li>✓ 保存及運送：皆為冷藏 2~8℃。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 以水或漱口水漱口，刮取前 30 分鐘，勿攝取任何食物及飲料(包含水)。</li> <li>✓ 將棉棒於乾淨兩頰內的口腔壁旋轉並沾取黏膜，勿碰觸牙齒與舌頭。</li> <li>✓ 沾取完小心放回試管中。</li> </ul>	
未培養羊水	針筒 (非陸製) 	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 檢體需求量：10 ml。</li> <li>✓ 保存及運送：皆為冷藏 2~8℃。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 使用 Parafilm 或透氣膠布將針筒與針頭交接處密封。</li> <li>✓ 將檢體存放於保麗龍送檢盒內運送。</li> <li>✓ 若以離心管盛裝，將瓶蓋旋緊並以 Parafilm 密封。</li> </ul>	
	15 ml 無菌離心管 			

## 檢體採集與運送標準-罕見疾病基因檢測

未培養絨毛 (送檢前需聯繫實驗室)	25T 培養瓶		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 檢體需求量：10 mg，約 5~10 株以上。</li> <li>✓ 浸泡於培養液(Amnio Medium)、PBS 或生理食鹽水中。</li> <li>✓ 保存及運送：皆為冷藏 2~8°C，需於 24 小時內送實驗室。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 送檢前盛裝容器內需注入培養液 (Amnio Medium)、PBS 或生理食鹽水，請確保檢體採集過程無汙染。</li> <li>✓ 瓶口處以 Parafilm 密封，放入夾鏈袋運送。</li> </ul>
	50 ml 或 70 ml 無菌螺旋罐			
已培養羊水/絨毛 (送檢前需聯繫實驗室)	25T 培養瓶		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 檢體需求量：1x10<sup>6</sup> cells (25 T 培養瓶內細胞 5 成滿，或 35 mm 培養皿內細胞 8 成滿)。</li> <li>✓ 浸泡於培養液(Amnio Medium)中。</li> <li>✓ 保存及運送：皆為冷藏 2~8°C。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 35 mm 培養皿內之細胞，需先收集至 15 ml 離心管再送檢。</li> <li>✓ 送檢前，盛裝容器(25T 培養瓶或 15 ml 離心管)內需注滿培養液(Amnio Medium)，瓶蓋旋緊並以 Parafilm 密封。</li> </ul>
	15 ml 離心管			
新鮮組織 (胎盤、臍帶、 流產物等)	50 ml 或 70 ml 無菌螺旋罐		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 檢體需求量：臍帶 1~2 cm (10~50 mg)。組織、胎盤 10 元硬幣大小 2 份。</li> <li>✓ 浸泡於含抗生素之 PBS 或生理食鹽水或培養液 (Amnio Medium)中。</li> <li>✓ 保存及運送：皆為冷藏 2~8°C。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 盡可能同時取不同部位送檢(需分罐裝)。</li> <li>✓ 盛裝容器內注入含抗生素之 PBS 或生理食鹽水或培養液(Amnio Medium)蓋過檢體，請確保檢體採集過程無汙染。</li> <li>✓ 瓶口處以 Parafilm 密封，放入夾鏈袋運送。</li> </ul>
毛髮 (含毛囊)	夾鏈袋		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 檢體需求量：10~15 根，需含有毛囊。</li> <li>✓ 保存及運送：皆為冷藏 2~8°C，需於 24 小時內送實驗室。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 切勿用手碰觸毛髮根部。</li> <li>✓ 放入夾鏈袋寄送。</li> </ul>

## 檢體採集與運送標準-罕見疾病基因檢測

去氧核糖核酸

(DNA)

(送檢前需聯繫實驗室)

1.5 ml 或 1.75 ml

微量離心管



- ✓ 檢體需求量：濃度需大於 50 ng/μl，體積 50 μl 以上(OD 260/280 比值 1.8~2.0)。
- ✓ 保存及運送：冷凍-25~-15°C保存；冷藏 2~8°C運送。

- ✓ DNA 來源請註明於檢測同意書之檢體類別。
- ✓ 壓緊管蓋並以 Parafilm 密封。
- ✓ 放入夾鏈袋，並於送檢盒內置入冰寶後運送。

### 其他說明

1. 檢測時間：5 個工作天
2. 送檢時需檢附之文件
  - ✓ 檢測同意書：親緣鑑定送檢單暨同意書
  - ✓ 其他：請參閱【親緣鑑定送檢流程說明書】
3. 檢體皆需黏貼資料標籤貼紙，檢附填寫完整之檢測同意書，並於採檢後 3 天內寄達實驗室。
4. 是否可以增加檢驗或重新複驗：■否 □是，需於一個月內提出申請，並與實驗室確認剩餘檢體是否足夠，及填寫該檢測項目之送檢單。
5. 檢測報告完成後一個月，剩餘檢體將予以銷毀，不另行通知；若需修改送檢者資訊，請於報告完成後六個月內提出，且須提供證明文件，逾期則不受理。
6. 對於受檢人的個人資料只使用於相關檢驗流程；除非經受檢人同意，不得使用於其他檢驗不相關用途以保護個人隱私。
7. 若對於送檢有任何疑問，請與慧智基因醫學實驗室聯絡，營業時間為週一至週五 08:30~17:30；電話為 02-2382-6615。

## 檢體採集與運送標準-罕見疾病基因檢測

檢測項目	➤ 阿茲海默症基因檢測-APOE			
檢體類別	採檢容器	檢體需求	注意事項	
血液	EDTA 採血管 (紫頭管) 	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ 檢體需求量：周邊血 3~5 ml；臍帶血 1~3 ml。</li><li>✓ 保存及運送：皆為冷藏 2~8℃。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ 檢體採集完畢後需輕輕搖勻(約 10 下)，使抗凝劑與血液充分混合，避免凝固。</li><li>✓ 將檢體存放於送檢盒內運送。</li><li>✓ 若有輸血需大於三個月後再進行抽血；若有骨髓移植請採用棉棒(採檢刷)採檢，依據不同檢測基因，所需 DNA 總量不同，請先與實驗室確認棉棒採檢數量。</li></ul>	
口腔黏膜細胞	棉棒 (採檢刷) 	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ 檢體需求量：棉棒 2 支，每支棉棒需刮左右側各約 15 下。</li><li>✓ 保存及運送：皆為冷藏 2~8℃。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ 以水或漱口水漱口，刮取前 30 分鐘，勿攝取任何食物及飲料(包含水)。</li><li>✓ 將棉棒於乾淨兩頰內的口腔壁旋轉並沾取黏膜，勿碰觸牙齒與舌頭。</li><li>✓ 沾取完小心放回試管中。</li></ul>	
去氧核糖核酸 (DNA)	1.5 ml 或 1.75 ml 微量離心管 	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ 檢體需求量：濃度需大於 50 ng/μl，體積 50 μl 以上(OD 260/280 比值 1.8~2.0)。</li><li>✓ 保存及運送：冷凍-25~-15℃保存；冷藏 2~8℃運送。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ DNA 來源請註明於檢測送檢單之檢體類別。</li><li>✓ 壓緊管蓋並以 Parafilm 密封。</li><li>✓ 放入夾鏈袋，並於送檢盒內置入冰寶後運送。</li><li>✓ 依據不同檢測基因，所需 DNA 總量不同，請先與實驗室確認。</li></ul>	
其他說明	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 檢測時間：10 個工作天</li><li>2. 送檢時需檢附之文件<ul style="list-style-type: none"><li>✓ 送檢資訊：需載明檢測項目之送檢單或送檢資料</li><li>✓ 其他：臨床相關資訊</li></ul></li><li>3. 檢體皆需黏貼資料標籤貼紙，檢附上述需檢附文件，並於採檢後 3 天內寄達實驗室。</li><li>4. 是否可以增加檢驗或重新複驗：<input type="checkbox"/>否 <input checked="" type="checkbox"/>是，需於一個月內提出申請，並與實驗室確認剩餘檢體是否足夠，及填寫該檢測項目之送檢單。</li><li>5. 檢測報告完成後一個月，剩餘檢體將予以銷毀，不另行通知；若需修改送檢者資訊，請於報告完成後六個月內提出，逾期則不受理。</li><li>6. 對於受檢人的個人資料只使用於相關檢驗流程；除非經受檢人同意，不得使用於其他檢驗不相關用途以保護個人隱私。</li><li>7. 若對於送檢有任何疑問，請與慧智基因醫學實驗室聯絡，營業時間為週一至週五 08:30~17:30；電話為 02-2382-6615。</li></ol>			