



慧智癌監控基因檢測-大腸癌

大腸癌標靶用藥、組織血液皆可檢測

■ 基因列表 (26個基因)

AKT1 ●	AKT2 ●	APC ●	BRAF ●	CCND1 ●
CTNNB1 ●	DPYD ●	ERBB2 ● ●	FBXW7 ●	GNAS ●
KRAS ●	MAP2K1 ●	MLH1 ●	MSH2 ●	MSH6 ●
NRAS ●	NTRK1 ● ●	PIK3CA ●	PIK3R1 ●	PMS2 ●
PTEN ●	RET ● ●	RNF43 ●	SMAD4 ●	TP53 ●
UGT1A1 ●				

● 所有基因皆有檢測 SNV / InDel ; 標註基因另再加做 Fusion ● / CNV ●

■ 檢測規格

檢體種類	血液 (ctDNA)	石蠟包埋切片 (FFPE)
檢測技術	Hybrid capture-based NGS + Sanger定序*	
平均檢測深度	>6,000x	>3,600x
可偵測變異類型	SNV / InDel / CNV / Fusion	
檢測靈敏度	99.0%	
檢測時間	10個工作天**	

* 以此技術確認基因變異來源是遺傳性或體細胞突變；** 不含病理閱片 3 個工作天

■ 檢測特色

NGS檢測	慧智癌監控-大腸癌	優勢
檢體種類	• 石蠟包埋切片 (FFPE) ★ • 血液 (ctDNA) ★ • 體液 (胸水、腹水等, ctDNA)	ctDNA 一樣可檢測 SNV / InDel / CNV / Fusion
檢測技術	★ Hybrid capture-based NGS	使用雜合性探針捕捉DNA 基因突變全面偵測不遺漏
檢測基因	26 個基因	可檢測所有FDA 於大腸癌中 核可藥物
可偵測變異類型	SNV / InDel / CNV / Fusion	特定基因分析CNV及Fusion 一次檢測找出大腸癌用藥機會
檢測時間	10 個工作天	即時取得報告
檢體類別	組織(FFPE)、血液(ctDNA)、體液(ctDNA) 多種檢體都可送檢, 基因檢測更靈活	用藥及監控都適用 有助於找出抗藥性基因

慧智癌監控基因檢測-大腸癌

檢測特色、檢測流程

■ 標靶治療選擇資訊：由NGS多基因檢測一次提供



組織血液皆可檢測



多基因檢測省時又即時



特定情況分析生殖性突變*

*當特定基因測得突變比例>30%，
免費進行生殖性測試

■ 慧智癌監控-大腸癌：可檢測所有FDA於大腸癌中核可藥物

大腸癌

常見驅動基因及FDA核可對應標靶藥物

BRAF	Encorafenib + Cetuximab
ERBB2	Tucatinib + Trastuzumab
KRAS(WT)	Cetuximab
NRAS(WT)	Panitumumab

實體腫瘤

NTRK Fusion	Entrectinib, Larotrectinib
RET Rearrangement	Selpercatinib

■ 基因套組選擇


精準且完整的
用藥基因套組

慧智癌監控-大腸癌

26基因

- 所有大腸癌標靶用藥基因
- MMR基因
- 調整化療藥劑量
- 追蹤治療效果

16基因



慧智癌監控 v1.0

31基因

- 主要涵蓋實體腫瘤常見
FDA核可用藥相關基因

慧智癌監控 v2.1 — 檢測77基因：標靶用藥基因、臨床試驗用藥基因

慧智癌監控 v3.0 — 檢測249基因：監控、找藥、全面不遺漏

慧智CGP癌症基因檢測 — 335基因+MSI+TMB+HRDsig：
涵蓋實體腫瘤相關用藥基因、臨床試驗用藥基因及免疫治療生物標誌

■ 檢測流程

醫師或護理人員
解說檢測內容

簽署同意書
採血/申請石蠟
包埋切片

檢體送至實驗室

實驗數據分析

10個工作天
完成報告

參考資料：

1. NCCN Guidelines Colon Cancer Version 5.2024



SOFIVA
GENOMICS

慧智基因

慧智基因醫學實驗室 www.sofiva.com.tw

T +886-2-2382-6615 F +886-2-2382-6617 100 台北市中正區寶慶路27號

© 2024.12 慧智基因股份有限公司 SOFIVA GENOMICS CO., LTD. All Right Reserved.